



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Cintura Di Contenzione Doppia

**Codice di riferimento:** 24/07 D

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 437.3€

### CARATTERISTICHE:

Cintura di contenzione per letto così composta:

fascia e nastri in cotone, cuciture in poliammide e ganci in nylon acetalico;  
chiusura a magnete, fori di chiusura sulla fascia in ottone nichelato.

Composta da due fasce e da quattro nastri che si legano alle sponde non staccabili del letto.

### MARCA E MODELLO:

INTERMED 24/07 D

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 paio

 **Acquista subito**