



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Cintura Di Contenzione Semplice

**Codice di riferimento:** 24/07 S

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 190.93€

### CARATTERISTICHE:

Cintura di contenzione per letto cosi' composta:

fascia e nastri in cotone, cuciture in poliammide e ganci in nylon acetalico;  
chiusura a magnete, fori di chiusura sulla fascia in ottone nichelato.

Composta da una fascia e da due nastri che si legano alle sponde non staccabili del letto grazie a chiusure plastificate.

### MARCA E MODELLO:

INTERMED 24/07 S

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**