



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Cintura per Trasferimento Persona Allettata

**Codice di riferimento:** 623

**Marca:** ALBOLAND

**Prezzo:** 98.2€

Riferimento	Variante	Prezzo
623-Media	Media	98.2€
623-Grande	Grande	98.2€

### CARATTERISTICHE:

Morbida cintura facile e veloce da indossare grazie alla fibbia a tridente. Interno antiscivolo.

Da utilizzare sull'operatore o sul paziente durante gli esercizi di deambulazione.

Particolarmente indicata per il sollevamento e trasferimento da letto a carrozzina, in bagno, ecc

Le 7 maniglie garantiscono una presa forte e sicura in ogni posizione.

Cotone 100%, imbottitura poliammide 66%, poliuretano 34%. Fibbia a tridente in plastica, maniglie in poliestere, interno in gomma.

Misure M (da cm 70 a cm 100) e L (da cm 80 a cm 110)

### MARCA E MODELLO:

Alboland - Codice 623

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

In sacchetto

### **TAGLIE E VARIANTI:**

---

Colore: Blu

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Misure disponibili: media, grande

