



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Cinturino Sottorotuleo In Neoprene Con Pressore In Silicone

Codice di riferimento: SP 5650

Marca: SPECIAL

Prezzo: 23.5€

CARATTERISTICHE:

Struttura in neoprene con chiusura regolabile in velcro
Pressore sottorotuleo in silicone rivestito

CARATTERISTICHE TECNICHE:

-Quadri infiammatori del tendine pre-rotuleo
-Morbo di Osgood-Schlatter

MARCA E MODELLO:

SPECIAL - SP 5650

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

TAGLIE:

Taglia unica

 **Acquista subito**

Obiettivo Salute S.n.c.

Viale Duca degli Abruzzi 121

Brescia

P.IVA 03219400987

—