



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Bracciale in silicone con polsino per epicondilita

Codice di riferimento: 7505

Marca: SPORLASTIC

Prezzo: 106.9€

CARATTERISTICHE:

Il bracciale per epicondilita è stato realizzato con un cuscinetto in silicone zigrinato per un migliore esercizio di frizione nei muscoli dell'avambraccio. Facilmente regolabile manualmente, grazie all'apposita chiusura a velcro. Inoltre, l'aggiunta del polsino Cold/HotPad, elastico e regolabile, completa l'efficacia del trattamento terapeutico stabilizzando l'articolazione del polso. L'intero kit assicura un'elevata capacità di comfort e vestibilità, favorendo quindi l'uso del prodotto per ogni tipo di utente.

APPLICAZIONI:

- Epicondilopatie acute o croniche
- Trattamento crio-termoterapico delle patologie meccaniche del gomito

DIMENSIONE E PESO:

Taglia unica

MARCA E MODELLO:

Sporlastic 7505

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Bracciale con polsino per epincondilite

