

Numero Verde

**800 172547**



Da cellulare

**030 7777942**

## Clinicel Fibril 2,5 X 5,1 Cm

**Codice di riferimento:** 23007

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 390.4€

### CARATTERISTICHE:

CELLULOSA RIGENERATA OSSIDATA CLINICEL  
Equivalente marchio Ethicon: SURGICEL

- Clinicel fibril type
- 2,5 x 5,1 cm
- 1 x 2 pollici

Caratteristiche:

- emostatico assorbibile
- ricavato da cellulosa ossidata a rigenerata (prodotto a base vegetale)
- malleabile e flessibile

Applicazioni:

- neurochirurgia: interventi chirurgici a cervello, sistema ventricolare, chirurgia spinale
- cardiocirurgia: chirurgia di sostituzione valvola, emorragia midollare di sterna, approccio alla base del cranio, chirurgia cerebrovascolare
- chirurgia ginecologica: perforazione parete uterina
- ent: epistassi posteriore
- chirurgia generale: perforazioni iatrogeniche

Manuale e scatola multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Emostasi efficace: in 3-5 minuti  
Sterilizzazione: radiazione gamma  
Periodo di validità: 3 anni

---

### **MARCA E MODELLO:**

GIMA - Codice Prodotto 23007

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

Confezione da 6 Pezzi

