



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Clinicel Standard 5,1 X 7,6 Cm

Codice di riferimento: 23003

Marca: GIMA

Prezzo: 158.6€

CARATTERISTICHE:

CELLULOSA RIGENERATA OSSIDATA CLINICEL
Equivalente marchio Ethicon: SURGICEL

- Clinicel standard
- 5,1 x 7,6 cm
- 2 x 3 pollici

Caratteristiche:

- emostatico assorbibile
- ricavato da cellulosa ossidata a rigenerata (prodotto a base vegetale)
- malleabile e flessibile

Applicazioni:

- neurochirurgia: interventi chirurgici a cervello, sistema ventricolare, chirurgia spinale
- cardiocirurgia: chirurgia di sostituzione valvola, emorragia midollare di sterna, approccio alla base del cranio, chirurgia cerebrovascolare
- chirurgia ginecologica: perforazione parete uterina
- ent: epistassi posteriore
- chirurgia generale: perforazioni iatrogeniche

Manuale e scatola multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Emostasi efficace: in 3-5 minuti
Sterilizzazione: radiazione gamma
Periodo di validità: 3 anni

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 23003

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Confezione da 6 Pezzi

