



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Coagulometro Per Pt/Inr

Codice di riferimento: 23926

Marca: GIMA

Prezzo: 912€

CARATTERISTICHE:

SISTEMA DI CONTROLLO DI COAGULAZIONE MISSION® PT/INR

- Affidabile
 - risultati rapidi per Tempo di Protrombina (PT) in secondi e Rapporto Internazionale Normalizzato (INR)
 - ampio campo INR di 0.7-7.0
 - strisce confezionate singolarmente con 18 mesi di vita a scaffale
 - stampante opzionale per stampare rapidamente i risultati
- Operazioni semplici
 - risultati in circa 2 minuti
 - necessaria una sola goccia di sangue capillare o 15 µL di sangue intero venoso
 - inserire la striscia, posizionare il campione e leggere i risultati
- Facile utilizzo
 - dispositivo portatile facile da utilizzare e ideale sia per gli studi medici che a domicilio
 - funzione di blocco e memorizzazione degli ID dei pazienti
 - funziona con batteria o adattatore standard AC

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Metodo: Fluorescenza ottica
- Tempo per risultati: Circa 2 minuti

- Memoria: 200 risultati con data/ora
- Volume campioni: 15 µL
- Tipo campioni: Sangue capillare o sangue fresco intero senza anticoagulanti
- Campo di misurazione INR: 0,7-7,0
- Campo HCT: 25-60 %
- Precisione: Ripetibilità e precisione totale <10%
- Accuratezza: Y=1,076 X-0,078, R=0,924
- Interfaccia PC: Mini USB
- Alimentazione: 4 batterie AA o adattatore AC
- Durata batterie: >100 test
- Dimensioni dispositivo: 152x72x37 mm (6.0"x2.8"x1.5")
- Dimensioni schermo: 46x23 mm (1.8"x0.9")
- Peso (batterie escluse): 170 g (6,0 oz)

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 23926

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

