



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Collare cervicale in gommapiuma rinforzato Cervilight - h 10 cm

Codice di riferimento: PR0-8301

Marca: RO+TEN

Prezzo: 32.3€

Riferimento	Variante	Prezzo
PR0-8301-02	10 cm	32.3€

Caratteristiche del collare cervicale

Il supporto cervicale Cervilight è utile a immobilizzare il tratto cervicale in caso di traumi, distorsioni, artrosi e torcicollo. Il design sagomato e la struttura in gommapiuma semirigida a densità calibrata rende il collare leggero e gli consente di adattarsi perfettamente al collo e di alleviare i dolori articolari e le tensioni muscolari.

La chiusura posteriore con cinturino a velcro permette di indossare e regolare facilmente il tutore garantendo una vestibilità sicura e personalizzata. In questo modo la normale respirazione e la circolazione sanguigna non sono ostacolate e il supporto non reca alcun fastidio.

Il collare è dotato di un rivestimento in maglina tubolare di cotone elasticizzato e un rinforzo esterno con fascia in vilpelle atossica, è radiotrasparente ed è completamente lavabile.

Indicazioni

- Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta)
- Torcicollo
- Crisi vertiginose di origine cervicale

- Artrosi cervicale

Taglie

Taglia universale

Specifiche tecniche

Altezza: 10 cm

Marca e modello

RO+TEN codice PR0-8301

Contenuto della confezione

1 pezzo

Altri modelli disponibili

- [Collare cervicale in gommapiuma rinforzato Cervilight - h 7,5 cm](#)

