

Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942



Collare cervicale semirigido anatomico con supporto interno

Codice di riferimento: RP183

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 17.9€

Riferimento	Variante	Prezzo
RP183S	Small	17.9€
RP183M	Medium	17.9€
RP183L	Large	17.9€

CARATTERISTICHE:

Il collare cervicale è realizzato in tessuto anatomico polyammide e con un rivestimento di maglia anallergica. Regolabile attraverso un'apposita chiusura a velcro, il supporto interno è semirigido.

APPLICAZIONI:

Cura di problemi al tratto cervicale

DIMENSIONI E PESO:

- Small - Lunghezza regolabile: 40 cm - Altezza: 7 cm
- Medium - Lunghezza regolabile: 44 cm - Altezza: 8 cm
- Large - Lunghezza regolabile: 48 cm - Altezza: 9 cm

- Extra Large - Lunghezza regolabile 52 cm - Altezza: 10,5

MARCA E MODELLO:

MOPEDIA RP183

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un collare cervicale semirigido.

