



**Numero Verde**  
**800 172547**

**Da cellulare**  
**030 7777942**

## **Coloplast Cod. 10374 - Sensura® Click Sacca Aperta - Trasparente - Capacità Midi 420 ML - Quantità 30 Pezzi**

**Codice di riferimento:** Coloplast-10374


**Marca:** COLOPLAST

**Prezzo:** 70.7€

### **CARATTERISTICHE:**

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Codice articolo:</b>         | <b>10374</b>                           |
| Nome prodotto:                  | Sensura Click Sacca aperta trasparente |
| Durata di conservazione (anni): | 3                                      |
| Pezzi / confezione:             | 30                                     |
| Pezzi / cartone:                | 360                                    |
| Conf/cartone:                   | 12                                     |
| PARAF:                          | 905616569                              |
| EAN:                            | 5708932338912                          |
| ISO:                            | 09.18.05.012                           |
| Capacità:                       | midi 420 ml                            |
| Flangia (mm):                   | 40                                     |
| Qta rimb. / mese:               | max 90                                 |

### **VANTAGGI:**



SenSura® adesivo a doppio strato, per la sicurezza e la protezione della pelle

L'esclusivo adesivo SenSura® è costituito da due strati, progettati per fornire la sicurezza necessaria per vivere ogni giorno con serenità.

**Vantaggi principali**  
Strato protettivo – protegge la pelle dal materiale in uscita dallo stoma  
Strato vicino alla pelle – mantiene la pelle sana, assorbendo l'umidità in eccesso  
L'adesivo SenSura® Xpro offre una protezione supplementare contro le fuoriuscite abbondanti. È adatto per le persone con ileostomia o urostomia che hanno fuoriuscite abbondanti che possono provocare il distacco troppo rapido degli adesivi standard.



Una sacca comoda e discreta

SenSura® Click svuotabile dispone di una gamma di caratteristiche progettate per offrire comfort e discrezione.

**Vantaggi principali**  
**Chiusura di scarico a scomparsa** – la chiusura facile da svuotare e pulire, corredata di chiusura con Velcro integrata® che può essere facilmente nascosta. La sacca può essere ripiegata e richiusa nella sua tasca, dimezzando così la sua dimensione, per offrire all'occorrenza ancora più discrezione.  
**Finestra ispezionabile** – facilita il posizionamento corretto dell'adesivo e consente di controllare lo stoma in caso di necessità.  
**Filtro integrato** – evita il rischio di rigonfiamento della sacca e la formazione di inutili sporgenze, neutralizzando gli odori.



BodyCheck

Il nostro strumento di autovalutazione online, Bodycheck, ti aiuterà a capire qual è il tuo profilo corporeo attuale e se il tuo corpo è cambiato in modo significativo. Lo strumento ti fornirà suggerimenti per la scelta della sacca e degli accessori più adatti a te.

## DESCRIZIONE:

**SenSura® Click è un dispositivo di aggancio meccanico a due pezzi, per una maggiore sicurezza**

- La sacca è fissata saldamente alla placca adesiva mediante un sistema di aggancio meccanico. Un 'click' sonoro conferma il bloccaggio sicuro della sacca alla placca adesiva.
- Prima che la sacca sia chiusa, può essere ruotata nella posizione desiderata, senza doverla rimuovere dalla placca adesiva.
- È possibile rimuovere la sacca dalla placca adesiva SenSura® con adesivo a doppio strato, consentendo di sostituire la sacca più frequentemente della placca adesiva.

SenSura® Click svuotabile è disponibile con placca adesiva SenSura® e SenSura® Xpro, piatta o convessa. L'ampio assortimento è costituito da una gamma di placche adesive in formati pretagliati o ritagliabili per la massima personalizzazione, corredate di sacche in una varietà di formati disponibili nelle versioni trasparente e opaca.

### **Placca convessa, per stomie difficili da gestire**

Le placche adesive SenSura® Click sono disponibili anche nel formato Convex Light. La placca adesiva di forma ovale Convex Light è progettata specificamente per le stomie difficili da gestire (ad esempio, uno stoma a filo, retratto o situato in una piega cutanea). Applica una leggera pressione diretta sulla cute peristomale per ridurre il rischio di perdita, consentendo allo stoma di sporgere. Per ricevere maggiori informazioni su Convex Light, consultate il vostro stomaterapista.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

