



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 10821 - Sensura® Mio Originale Monoprezzo Chiuso - Ricoperta In Tnt Con Apertura Ispezionabile - Dimensione Del Foro Mm 15/45 - Quantità 30 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-10821


Marca: COLOPLAST

Prezzo: 93.3€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	10821
Nome prodotto:	Sensura Mio Sacca chiusa ricoperta in TNT con apertura ispezionabile
Durata di conservazione (anni):	2
Pezzi / confezione:	30
Pezzi / cartone:	480
Conf/cartone:	16
PARAF:	931068757
EAN:	5708932969987
ISO:	09.18.04.003
Capacità:	midi 340 ml
Dimensioni del foro (mm):	15/45
Ritagliabile:	y
Qta rimb. / mese:	60

VANTAGGI:



Aderenza ottimale alle forme individuali del corpo

SenSura Mio è un nuovo dispositivo per colostomia progettato per adattarsi alle forme individuali del corpo. È dotato di un nuovo adesivo elastico per una maggiore flessibilità, che consente di adattarsi ai profili, alle ernie, alle cicatrici e alle pieghe cutanee. L'aderenza sicura è garantita grazie alla capacità del dispositivo di rispondere ai movimenti del corpo. Gli utilizzatori l'hanno descritta come una sensazione di sicurezza, una "seconda pelle".

Il 97% degli utilizzatori concorda sul fatto che SenSura Mio si adatti molto bene, o bene, al profilo del proprio corpo*.

*Valutazione del prodotto SenSura Mio, risposta fornita da 2.362 utilizzatori finali nel 2011/2012.



Segue ogni movimento del corpo

SenSura Mio mantiene un'aderenza sicura anche durante i movimenti. L'adesivo elastico risponde ai movimenti del corpo e ha la capacità di seguire i profili del corpo di ogni singolo paziente, nel momento in cui si passa da una posizione distesa a una posizione eretta, quando è necessario che l'adesivo si allunghi e si distenda formando un tutt'uno con il corpo.

DESCRIZIONE:

SenSura Mio – si adatta alle forme individuali del corpo. Dona una sensazione di sicurezza

SenSura Mio è un nuovo dispositivo per colostomia progettato con un adesivo esclusivo, appositamente pensato per migliorare l'elasticità e le prestazioni di aderenza:

- Nuovo adesivo elastico basato sulla BodyFit® Technology
- Si adatta ai singoli profili del corpo
- Mantiene un'adesione sicura grazie alla sua capacità di rispondere ai movimenti naturali del corpo

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

VIDEO:

[CPOC SenSuraMio Launch Film IT](#) from [Coloplast A/S](#) on [Vimeo](#).

TESTIMONIANZE:

[CPOC_SenSura_Mio_Postlaunch_II_Joëlle_Video_IT](#) from [Coloplast A/S](#) on [Vimeo](#).

