



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 11844 - Sensura® Click Sacca Per Urostomia - Sacca Uro Ricoperta In Tnt - Capacità Maxi 550 MI - Quantità 30 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-11844

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 85.19€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	11844
Nome prodotto:	Sensura Click Sacca uro ricoperta in TNT
Durata di conservazione (anni):	3
Pezzi / confezione:	30
Pezzi / cartone:	240
Conf/cartone:	12
PARAF:	938757352
EAN:	5708932422734
ISO:	09.18.08.009
Capacità:	maxi 550 ml
Flangia (mm):	40
Qta rimb. / mese:	30

DESCRIZIONE:

SenSura Click è un dispositivo di aggancio meccanico a due pezzi, per una maggiore sicurezza

- La sacca è fissata saldamente alla placca adesiva mediante un sistema di aggancio meccanico. Un 'Click' sonoro conferma il bloccaggio sicuro della sacca alla placca adesiva.
- Prima che la sacca sia chiusa, può essere ruotata nella posizione desiderata, senza dover rimuovere la sacca dalla placca adesiva.
- È possibile rimuovere la sacca dalla placca adesiva SenSura con adesivo a doppio strato, consentendo di sostituire la sacca più frequentemente della placca adesiva.

SenSura Click per urostomia è disponibile con placca adesiva SenSura e SenSura Xpro, piana o con convessità. L'ampio assortimento è costituito da una gamma di placche adesive con formati pretagliati o ritagliabili per una massima personalizzazione, corredate di sacche in una varietà di formati, disponibili nel colore trasparente o opaco.

SenSura adesivo a doppio strato, per la sicurezza e la cura della pelle

L'esclusivo adesivo SenSura è costituito da due strati, progettato per fornire la sicurezza necessaria per vivere ogni giorno con fiducia:

- Strato protettivo – protegge la pelle dagli effluenti che fuoriescono dallo stoma
- Strato vicino alla pelle – mantiene la pelle sana, assorbendo l'umidità in eccesso

L'adesivo SenSura Xpro offre una protezione supplementare contro gli effluenti aggressivi. È adatto per le persone con ileostomia o urostomia che hanno effluenti più aggressivi che possono provocare il distacco degli adesivi standard più rapidamente.

Una sacca comoda e discreta

SenSura Click per urostomia dispone di una gamma di funzioni progettate per offrire comfort e discrezione:

- Valvola antireflusso – impedisce che l'urina vada a contatto dello stoma, riducendo il rischio di infezioni urinarie.
- Morbido rubinetto di scarico a scomparsa – facile da usare, può essere nascosto quando non in uso. Ciò impedisce lo sfregamento sulla gamba, offrendo un comfort e una discrezione maggiori.
- Multisezione – la sacca è suddivisa in sezioni che diffondono l'urina uniformemente all'interno della sacca. Ciò consente di avere una sacca con profilo piatto e discreto, riducendo inoltre i rumori dovuti al movimento dell'urina.

Placca convessa, per stomie difficili da gestire

Le placche adesive SenSura Click sono disponibili con Convex Light. La placca adesiva di forma ovale Convex Light è progettata per aiutare in caso di stomia difficile da gestire (ad esempio, uno stoma a filo, ritratto o situato in una piega cutanea). Applica una leggera pressione diretta sulla cute peristomale per ridurre il rischio di perdita, consentendo allo stoma di sporgere. Per ricevere maggiori informazioni su Convex Light, consultatevi con il vostro stomaterapista.

È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

