



**Numero Verde**  
**800 172547**

**Da cellulare**  
**030 7777942**

## **Coloplast Cod. 11846 - Sensura® Click Sacca Per Urostomia - Sacca Uro Ricoperta In Tnt - Capacità Maxi 460 MI - Quantità 30 Pezzi**

**Codice di riferimento:** Coloplast-11846

**Marca:** COLOPLAST

**Prezzo:** 98€

### **CARATTERISTICHE:**

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Codice articolo:</b>         | <b>11846</b>                             |
| Nome prodotto:                  | Sensura Click Sacca uro ricoperta in TNT |
| Durata di conservazione (anni): | 3                                        |
| Pezzi / confezione:             | 30                                       |
| Pezzi / cartone:                | 240                                      |
| Conf/cartone:                   | 12                                       |
| PARAF:                          | 938757806                                |
| EAN:                            | 5708932422833                            |
| ISO:                            | 09.18.08.009                             |
| Capacità:                       | maxi 460 ml                              |
| Flangia (mm):                   | 60                                       |
| Qta rimb. / mese:               | 30                                       |

### **DESCRIZIONE:**

### **SenSura Click è un dispositivo di aggancio meccanico a due pezzi, per una maggiore sicurezza**

- La sacca è fissata saldamente alla placca adesiva mediante un sistema di aggancio meccanico. Un 'Click' sonoro conferma il bloccaggio sicuro della sacca alla placca adesiva.
- Prima che la sacca sia chiusa, può essere ruotata nella posizione desiderata, senza dover rimuovere la sacca dalla placca adesiva.
- È possibile rimuovere la sacca dalla placca adesiva SenSura con adesivo a doppio strato, consentendo di sostituire la sacca più frequentemente della placca adesiva.

SenSura Click per urostomia è disponibile con placca adesiva SenSura e SenSura Xpro, piana o con convessità. L'ampio assortimento è costituito da una gamma di placche adesive con formati pretagliati o ritagliabili per una massima personalizzazione, corredate di sacche in una varietà di formati, disponibili nel colore trasparente o opaco.

### **SenSura adesivo a doppio strato, per la sicurezza e la cura della pelle**

L'esclusivo adesivo SenSura è costituito da due strati, progettato per fornire la sicurezza necessaria per vivere ogni giorno con fiducia:

- Strato protettivo – protegge la pelle dagli effluenti che fuoriescono dallo stoma
- Strato vicino alla pelle – mantiene la pelle sana, assorbendo l'umidità in eccesso

L'adesivo SenSura Xpro offre una protezione supplementare contro gli effluenti aggressivi. È adatto per le persone con ileostomia o urostomia che hanno effluenti più aggressivi che possono provocare il distacco degli adesivi standard più rapidamente.

### **Una sacca comoda e discreta**

SenSura Click per urostomia dispone di una gamma di funzioni progettate per offrire comfort e discrezione:

- Valvola antireflusso – impedisce che l'urina vada a contatto dello stoma, riducendo il rischio di infezioni urinarie.
- Morbido rubinetto di scarico a scomparsa – facile da usare, può essere nascosto quando non in uso. Ciò impedisce lo sfregamento sulla gamba, offrendo un comfort e una discrezione maggiori.
- Multisezione – la sacca è suddivisa in sezioni che diffondono l'urina uniformemente all'interno della sacca. Ciò consente di avere una sacca con profilo piatto e discreto, riducendo inoltre i rumori dovuti al movimento dell'urina.

### **Placca convessa, per stomie difficili da gestire**

Le placche adesive SenSura Click sono disponibili con Convex Light. La placca adesiva di forma ovale Convex Light è progettata per aiutare in caso di stomia difficile da gestire (ad esempio, uno stoma a filo, ritratto o situato in una piega cutanea). Applica una leggera pressione diretta sulla cute peristomale per ridurre il rischio di perdita, consentendo allo stoma di sporgere. Per ricevere maggiori informazioni su Convex Light, consultatevi con il vostro stomaterapista.

È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

