



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

**Coloplast Cod. 14006 - Alterna® Mio Monopezzo Chiuso - Convesso
Sacca Chiusa Ricoperta In Tnt - Dimensione Del Foro Mm 15/43 -
Quantità 10 Pezzi**

Codice di riferimento: Coloplast-14006
Marca: COLOPLAST
Prezzo: 71.03€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	14006
Nome prodotto:	Alterna Mio Convesso: sacca chiusa ricoperta in TNT 15/43mm (maxi)
Durata di conservazione (anni):	3
Pezzi / confezione:	10
Pezzi / cartone:	100
Conf/cartone:	10
PARAF:	902282286
EAN:	5701780940269
ISO:	09.18.04.009
Capacità:	maxi 500 ml
Dimensioni del foro (mm):	15/43
Qta rimb. / mese:	60

DESCRIZIONE:

Con Alterna® Mio monopezzo chiuso, l'adesivo elastico è parte integrante della sacca. Per sostituire la sacca viene rimosso e sostituito l'intero dispositivo. I dispositivi Alterna® Mio monopezzo chiusi sono disponibili con placche adesive — piatte o convesse. L'ampio assortimento è costituito da formati pretagliati o ritagliabili per la massima personalizzazione, corredati di sacche in diversi formati disponibili nelle versioni trasparente e opaca.

Adesivo a spirale, per la sicurezza e la protezione della pelle

L'adesivo a spirale Alterna® è realizzato in una combinazione di materiali studiati per offrire sicurezza e protezione, e in una struttura a spirale per:

- Adesione sicura alla pelle
- Assorbimento dell'umidità dalla pelle – garantisce la protezione della pelle e protegge dalle irritazioni

Una sacca comoda e discreta

Alterna® monopezzo chiuso dispone di una gamma di caratteristiche progettate per offrire comfort e discrezione:

- Filtro efficiente – il filtro integrato a tre strati evita il rischio di rigonfiamento della sacca e la formazione di inutili sporgenze, neutralizzando gli odori
- Supporto in tessuto morbido – forte e idrorepellente, facilita l'asciugatura dopo la doccia o una nuotata
- Adesione perfetta alle forme corporee – la forma della sacca anatomica la rende discreta e comoda da indossare

Convessità, per stomie difficili da gestire

Alterna® Mio monopezzo chiuso è disponibile con due diversi livelli di convessità ed è progettato specificamente per le stomie difficili da gestire (ad esempio, uno stoma a filo, retratto o situato in una piega cutanea). Applica una pressione sulla cute peristomale per ridurre il rischio di perdita, consentendo allo stoma di sporgere. Convex Light: Una soluzione per stomie a filo o leggermente retratte, che offre una protezione aggiuntiva grazie a una pressione leggera e delicata sull'addome. Convesso: Una soluzione per stomi retratti, pieghe profonde della pelle e cicatrici, che fornisce una protezione aggiuntiva grazie a una pressione da moderata ad alta sull'addome. Per ricevere maggiori informazioni sulla convessità, consultate il vostro stomaterapista. E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

