



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Coloplast Cod. 14010 - Fistola Bag Sacca Di Raccolta Con Raccordo Universale - Capacità 2000 ML - Quantità 10 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-14010

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 162.4€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	14010
Nome prodotto:	Fistula Bag sacca di raccolta con raccordo universale
Durata di conservazione (anni):	3
Pezzi / confezione:	10
Pezzi / cartone:	20
Conf/cartone:	2
PARAF:	930880505
EAN:	5708932484978
Capacità:	2000 ml

DESCRIZIONE:

Avere una fistola addominale può incidere notevolmente sulla qualità di vita di un paziente'. I pazienti con fistola spesso rimangono ricoverati in ospedale o confinati a casa per lunghi periodi di tempo, e la mancanza di movimento può generare in loro una sensazione di isolamento. La gestione delle fistole è anche una delle situazioni più impegnative per gli operatori sanitari. Il sistema di gestione di fistole e lesioni Coloplast è stato progettato insieme agli infermieri per realizzare una soluzione semplice che sia in grado di gestire la fistola, fornendo ai pazienti una sacca comoda e facendo risparmiare del tempo agli infermieri.

Il sistema di gestione di fistole e lesioni Coloplast è stato progettato con un adesivo flessibile. La sacca si adatta con facilità ai profili addominali individuali e alla cute.

Sistema di gestione di fistole e lesioni Coloplast

La soluzione comprende un adesivo a lunga durata, un foglio per la tracciatura del profilo delle lesioni, una copertura rimovibile, un'apertura e una valvola di drenaggio

- Adesivo a doppio strato – flessibile e di lunga durata, protegge la pelle dal drenaggio
- Foglio per la tracciatura del profilo della lesione – progettata per aumentare la precisione al momento di ritagliare la forma della fistola o della lesione
- Copertura rimovibile – flessibile e facile da applicare e rimuovere, permette agli infermieri di accedere facilmente alle lesioni per medicarle

L'assortimento del sistema di gestione di fistole e lesioni Coloplast comprende una serie di accessori a supporto del sistema:

Sacca per il drenaggio a letto

Tubo per sacca specificamente progettato per le secrezioni della fistola.

- Contiene fino a 200 ml
- Il tubo lungo permette agli infermieri di trovare la lunghezza giusta per il drenaggio a letto
- Può essere tagliato facilmente

Coperture flessibili

Ogni sistema contiene una copertura flessibile, mentre coperture supplementari possono essere ordinate separatamente

- Facile da applicare e rimuovere, consente agli infermieri di medicare le lesioni con facilità
- Disponibile in tre formati: piccolo, medio e grande

Apertura per il drenaggio

Ogni sistema contiene un'apertura per il drenaggio, mentre porte di drenaggio supplementari possono essere ordinate separatamente

- L'apertura per il drenaggio può essere facilmente applicata alla copertura per consentire l'inserimento del catetere
- Consultare le istruzioni per l'uso sulla corretta applicazione dell'apertura per il drenaggio

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

