



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 14308 - Easiflex® Pediatrico Placca - Linea Pediatrica Placca - Dimensione Del Foro Mm 25 - Quantità 5 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-14308

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 23.5€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	14308
Nome prodotto:	Easiflex® Linea pediatrica: placca
Durata di conservazione (anni):	3
Pezzi / confezione:	5
Pezzi / cartone:	280
Conf/cartone:	56
PARAF:	939324481
EAN:	5708932409155
ISO:	09.18.05.003
Dimensioni del foro (mm):	25
Pretagliato:	y
Qta rimb. / mese:	10 max 20

DESCRIZIONE:

Coloplast offre sacche pediatriche in molti stili e formati diversi per soddisfare le diverse fasi di crescita del bambino. Easiflex per usi pediatrici è un sistema semplice, flessibile e sicuro per neonati e bambini fino a cinque anni di età.

Easiflex è un dispositivo a due pezzi con aggancio adesivo, che offre i vantaggi di un monopezzo e la combinazione unica di sicurezza e libertà di movimento.

- La sacca è fissata saldamente alla placca adesiva mediante un sistema di aggancio adesivo.
- L'aggancio adesivo è flessibile, consentendo una libertà di movimento e rendendo Easiflex comodo e discreto da indossare.
- È possibile rimuovere la sacca dalla placca adesiva, consentendo di sostituire la sacca più frequentemente della placca adesiva.

Le placche adesive sono disponibili in due formati, si combinano con le sacche aperte e sono disponibili nel colore trasparente o con parte anteriore morbida.

Un sistema di raccolta semplice, morbido e sicuro

- Delicato e semplice da usare – non richiede alcuna pressione per applicare o rimuovere la sacca. Il sistema pediatrico è semplice e facile da usare e la flangia di aggancio può essere sollevata in modo che la sacca possa essere applicata senza esercitare alcuna pressione sulla zona peristomale.
- Sicuro da usare – contiene un canale di protezione, impedendo alla placca adesiva di arricciarsi e quindi di generare perdite.
- Morbido e confortevole – morbido e flessibile come la sacca monopezzo, garantendo libertà di movimento mentre si sta indossando ancora un dispositivo a due pezzi.
- Igienico e facile da pulire – sia la superficie aerodinamica della placca adesiva che il rubinetto a scomparsa consentono una pulizia facile e igienica.

È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

