



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 14331 - Easiflex® Sacca Chiusa - Ricoperta In Tnt - Capacità Maxi 500 MI - Quantità 30 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-14331

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 43.68€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	14331
Nome prodotto:	Easiflex Sacca chiusa ricoperta in TNT
Durata di conservazione (anni):	3
Pezzi / confezione:	30
Pezzi / cartone:	360
Conf/cartone:	12
PARAF:	939324707
EAN:	5708932399708
ISO:	09.18.05.009
Capacità:	maxi 500 ml
Flangia (mm):	35
Qta rimb. / mese:	60

DESCRIZIONE:

Easiflex è un dispositivo a 2 pezzi con aggancio adesivo, che offre i vantaggi di un monopezzo e la combinazione unica di sicurezza e flessibilità.

- La sacca è fissata saldamente alla placca adesiva mediante un sistema di aggancio adesivo.
- L'aggancio adesivo è flessibile, consentendo una libertà di movimento e rendendo Easiflex comodo e discreto da indossare.
- È possibile rimuovere la sacca dalla placca adesiva, consentendo di sostituire la sacca più frequentemente della placca adesiva.

Easiflex® sacca chiusa è disponibile con una placca adesiva per un'applicazione standard, piana o convessa. L'ampio assortimento è costituito da una gamma di placche adesive con formati pretagliati o ritagliabili per una massima personalizzazione, corredate di sacche in una varietà di formati, disponibili nel colore trasparente o opaco.

Adesivo a spirale, per la sicurezza e la protezione della pelle

L'adesivo a spirale Easiflex è realizzato in una combinazione di materiali studiati per la sicurezza e la protezione e in una struttura a spirale per:

- Adesione sicura alla pelle
- Assorbimento di umidità dalla pelle – garantendo la protezione della pelle e proteggendo dalle irritazioni

Una sacca comoda e discreta

Easiflex® sacca chiusa ha una serie di caratteristiche progettate per offrire comfort e discrezione:

- Filtro efficiente – il filtro integrato a tre strati evita il rischio di rigonfiamento della sacca e il generarsi di sporgenze inutili, neutralizzando gli odori
- Supporto in tessuto morbido – forte e idrorepellente, consente di facilitare l'asciugatura dopo la doccia o una nuotata
- Adesione perfetta alle forme corporee – la forma della sacca anatomica la rende discreta e comoda da indossare

Placca convessa, per stomie difficili da gestire

Easiflex® sacca chiusa è disponibile Convex Light. La placca adesiva di forma ovale Convex Light è progettata per aiutare in caso di stomia difficile da gestire (ad esempio, uno stoma a filo, retratto o situato in una piega cutanea). Applica una leggera e delicata pressione sulla cute peristomale per ridurre il rischio di perdita, consentendo allo stoma di sporgere. Per ricevere maggiori informazioni su Convex Light, consultatevi con il vostro stomaterapista.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

