



**Numero Verde**  
**800 172547**

**Da cellulare**  
**030 7777942**

**Coloplast Cod. 16342 - Sensura® Mio Convex Monopezzi Chiuso -  
Deep Sacca Chiusa Opaca - Dimensione Del Foro Mm 15/33 - Quantità  
10 Pezzi**

**Codice di riferimento:** Coloplast-16342

**Marca:** COLOPLAST

**Prezzo:** 86.6€

**CARATTERISTICHE:**

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Codice articolo:</b>   | <b>16342</b>                                    |
| Nome prodotto:            | SenSura® Mio Convex DEEP 1pz sacca chiusa opaca |
| Pezzi / confezione:       | 10                                              |
| Conf/cartone:             | 10                                              |
| PARAF:                    | 927093310                                       |
| EAN:                      | 5708932877442                                   |
| ISO:                      | 09.18.04.009                                    |
| Capacità:                 | midi 420 ml                                     |
| Dimensioni del foro (mm): | 15/33                                           |
| Ritagliabile:             | si                                              |
| Qta rimb. / mese:         | 60                                              |

## VANTAGGI:



Perché elevata tenuta deve significare bassa flessibilità?

Non esistono due corpi uguali. Nessun corpo è uguale a un altro sia nelle dimensioni che nella forma, —che, a loro volta, tendono a cambiare nell'arco della giornata e quando ci si muove. Ecco perché è difficile trovare il dispositivo più adatto al nostro corpo.

Vantaggi principali:

SenSura Mio Convex è dotato di una conchiglia convessa adattabile e di un adesivo elastico che offrono un'adesione più efficace\* ad aree cutanee irregolari, aree collocate in profondità e stomi che necessitano di supporto o di un aiuto per protrudere. La placca convessa adattabile con reticolo flessibile integrato offre una combinazione di stabilità e flessibilità, per un nuovo livello di comfort, mantenendo la sicurezza. L'adesivo elastico consente al prodotto di allungarsi e ritornare alla sua forma originaria. La pelle ha una sua elasticità naturale che le permette di seguire i movimenti del corpo. SenSura Mio Convex si comporta allo stesso modo: si piega e si allunga con la pelle quando ti muovi.

\* Rispetto allo standard di cura è definito come il migliore tra i prodotti per la gestione della stomia disponibili per la prescrizione/vendita.



Massima discrezione e look naturale

Il nuovo SenSura Mio Convex ha un aspetto diverso rispetto a qualsiasi altra sacca per stomia, poiché è progettato per ottimizzare la discrezione e garantire un look naturale.

**Vantaggi principali:**

A differenza di altri prodotti per stomia, SenSura Mio Convex è realizzato in un materiale che siamo abituati a indossare sul corpo, ossia il materiale tessile. È morbido e confortevole a contatto con la pelle, tende a non aderire agli indumenti e rimane asciutto dopo la doccia. Inoltre, il materiale tessile rende la sacca per stomia più simile a un capo di abbigliamento che a un dispositivo medicol colore di SenSura Mio Convex è stato scelto tra centinaia di colori per trovare esattamente la tonalità giusta per la massima discrezione sotto indumenti di qualsiasi colore,– incluso il bianco. SenSura Mio Convex non tenta di imitare il corpo. Si tratta di un prodotto naturale, un accessorio personale che ottimizza la discrezione in modo da potersi sentire sempre sicuri.



**Nuovo filtro per un riposo notturno migliore**

Hai mai avuto problemi di rigonfiamento della sacca per stomia? Il filtro di forma circolare è dotato di un pre-filtro unico, appositamente progettato per ridurre questo problema.

**Vantaggi principali:**

La funzione del pre-filtro è di proteggere la membrana in carbone attivo, trattandosi di due parti molto sensibili al contatto con le feci. In questo modo, il filtro circolare si intasa con minore frequenza, consentendo all'aria di defluire più a lungo attraverso il filtro e riducendo il rigonfiamento della sacca. In realtà, il filtro circolare ha dimostrato di ridurre il rigonfiamento della sacca fino al 61%. Il filtro circolare migliorerà la discrezione e ti aiuterà a dormire meglio la notte.

**DESCRIZIONE:**

SenSura® Mio Convex è dotato di una forma curva che si adatta in modo efficace ad aree cutanee irregolari, aree collocate in profondità e stomi che necessitano di supporto o di un aiuto per protrudere. Combinato con un adesivo elastico, fornisce un'adesione più efficace\* alle forme individuali del corpo. Rimane discreto grazie al design del filtro e della sacca.

**Vantaggi principali:**

- Placca convessa adattabile con reticolo flessibile integrato per una combinazione esclusiva di stabilità e flessibilità
- Adesivo elastico per un'adesione efficace alle forme individuali del corpo
- Tessuto di colore grigio neutro per una discrezione ottimale e un look naturale
- Filtro circolare per la riduzione dei rigonfiamenti della sacca

Con SenSura Mio Convex monopezzo chiuso, la placca convessa adattabile rimane permanentemente fissa alla sacca. Per sostituire la sacca viene rimosso e sostituito l'intero dispositivo. SenSura Mio Convex monopezzo chiuso è

disponibile in un'ampia varietà di placche adesive convesse: Soft, Light e Deep, per una placca convessa adatta ad ogni esigenza. La placca convessa Soft è ideale per stomi con orifizi sopra il livello della cute che necessitano di supporto a causa delle difficoltà presenti nell'area peristomale.

La placca convessa Light è ideale per stomi con orifizi a livello della cute che necessitano di un leggero aiuto per protrudere o per aree leggermente collocate in profondità in cui è necessaria una lieve curvatura per ottenere una buona presa.

La placca convessa Deep è ideale per stomi con orifizi sotto il livello della cute che necessitano di notevole supporto per protrudere o per aree collocate in profondità in cui è necessaria una notevole curvatura per ottenere una buona presa.

Inoltre, SenSura Mio Convex è costituito da vari formati pretagliati o ritagliabili per una massima personalizzazione, corredati di sacche in diversi formati disponibili nella versione trasparente o con finestra di ispezione.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

-----

*\* Rispetto allo standard di cura è definito come il migliore tra i prodotti per la gestione della stomia disponibili per la prescrizione/vendita.*

## VIDEO:

[Le opinioni dei professionisti della stomia sul nuovo SenSura Mio Convex di Coloplast](#) from [Coloplast Italia](#) on [Vimeo](#).

## TESTIMONIANZE:

---

[SenSura Mio Convex: opinioni stomaterapisti](#) from [Coloplast Italia](#) on [Vimeo](#).

