



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 1688 - Alterna® Sacca Chiusa - Trasparente - Capacità Maxi 500 MI - Quantità 30 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-1688

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 43.68€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	1688
Nome prodotto:	Alterna Sacca chiusa trasparente
Durata di conservazione (anni):	5
Pezzi / confezione:	30
Pezzi / cartone:	480
Conf/cartone:	16
PARAF:	909451205
EAN:	5708932154048
ISO:	09.18.05.009
Capacità:	maxi 500 ml
Flangia (mm):	60
Qta rimb. / mese:	60

DESCRIZIONE:

Alterna® sacca chiusa a due pezzi ha un aggancio meccanico per una maggiore sicurezza

- La sacca è fissata saldamente alla placca adesiva mediante un sistema di aggancio meccanico. Un 'click' sonoro conferma il bloccaggio sicuro della sacca alla placca adesiva.
- Prima che la sacca sia chiusa, può essere ruotata nella posizione desiderata, senza doverla rimuovere dalla placca adesiva.
- È possibile rimuovere la sacca dalla placca adesiva a spirale, consentendo di sostituire la sacca più frequentemente della placca adesiva.

Alterna® sacca chiusa a due pezzi è disponibile con placche adesive per applicazioni standard, piatte o convesse. L'ampio assortimento è costituito da una gamma di placche adesive in formati pretagliati o ritagliabili per la massima personalizzazione, corredate di sacche in una varietà di formati disponibili nelle versioni trasparente e opaca.

Adesivo a spirale, per la sicurezza e la protezione della pelle

L'adesivo a spirale Alterna® è realizzato in una combinazione di materiali studiati per offrire sicurezza e protezione, e in una struttura a spirale per:

- Adesione sicura alla pelle
- Assorbimento dell'umidità dalla pelle – garantisce la protezione della pelle e protegge dalle irritazioni

Una sacca comoda e discreta

Alterna® sacca chiusa a due pezzi dispone di una gamma di caratteristiche progettate per offrire comfort e discrezione:

- Filtro efficiente – il filtro integrato multistrato evita il rischio di rigonfiamento della sacca e la formazione di inutili rigonfiamenti, neutralizzando gli odori.
- Supporto in tessuto morbido – il lato della sacca a contatto con la pelle presenta un rivestimento in materiale morbido, che permette alla pelle di respirare e si asciuga rapidamente dopo la doccia o una nuotata.
- Pellicola a prova olfattiva – la sacca è realizzata in un materiale anti-odore.

Convessità, per stomie difficili da gestire

Alterna® sacca chiusa a due pezzi è disponibile con due diversi livelli di convessità, progettata specificamente per le stomie difficili da gestire. Uno speciale guscio di forma ovale applica una pressione sulla cute peristomale per ridurre il rischio di perdita, consentendo allo stoma di sporgere fuori dalla pelle.

Convex Light:

Una soluzione per stomie a filo o leggermente retratte, che offre una protezione aggiuntiva grazie a una pressione leggera e delicata sull'addome.

Convesso:

Una soluzione per stomie retratte, pieghe profonde della pelle e cicatrici, che fornisce una protezione aggiuntiva grazie a una pressione da moderata ad alta sull'addome.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

