



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 1692 - Alterna® Sacca Aperta - Opaco - Capacità Maxi 500 MI - Quantità 30 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-1692

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 61.46€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	1692
Nome prodotto:	Alterna Sacca aperta opaca
Durata di conservazione (anni):	5
Pezzi / confezione:	30
Pezzi / cartone:	480
Conf/cartone:	16
PARAF:	909451229
EAN:	5708932154369
ISO:	09.18.05.012
Capacità:	maxi 500 ml
Flangia (mm):	50
Qta rimb. / mese:	max 90

DESCRIZIONE:

Altern@ sacca aperta è un aggancio meccanico per una maggiore sicurezza

- La sacca è fissata saldamente alla placca adesiva mediante un sistema di aggancio meccanico. Un 'click' sonoro conferma il bloccaggio sicuro della sacca alla placca adesiva.
- Prima che la sacca sia chiusa, può essere ruotata nella posizione desiderata, senza dover rimuovere la sacca dalla placca adesiva.
- È possibile rimuovere la sacca dalla placca adesiva a spirale, consentendo di sostituire la sacca più frequentemente della placca adesiva.

Altern@ sacca aperta è disponibile con placca adesiva per un'applicazione standard e prolungata, piana o convessa. L'ampio assortimento è costituito da una gamma di placche adesive con formati pretagliati o ritagliabili per la massima personalizzazione, corredate di sacche in una varietà di formati, disponibili nel colore trasparente o opaco.

Adesivo a spirale, per la sicurezza e la protezione della pelle

L'adesivo a spirale Altern@ è realizzato in una combinazione di materiali studiati per la sicurezza e la protezione e in una struttura a spirale per:

- Adesione sicura alla pelle
- Assorbimento di umidità dalla pelle – garantendo la protezione della pelle e proteggendo dalle irritazioni

L'adesivo Altern@ [Extra] offre una protezione aggiuntiva contro gli effluenti aggressivi. È adatto per le persone con ileostomia o urostomia che hanno effluenti aggressivi che possono provocare il distacco degli adesivi standard più velocemente.

Una sacca comoda e discreta

Altern@ sacca aperta dispone di una gamma di caratteristiche progettate per offrire comfort e discrezione:

- Clip di chiusura autoadesiva – una clip di chiusura morbida autoadesiva fornita con la sacca, che offre un sistema di chiusura sicuro e facile da pulire.
- Supporto in tessuto morbido – il lato della sacca a contatto con la pelle presenta un rivestimento in materiale morbido, che permette alla pelle di respirare e si asciuga rapidamente dopo la doccia o una nuotata.
- Pellicola a prova olfattiva – la sacca è realizzata con un materiale anti-odore.

Convessità, per stomie difficili da gestire

Altern@ sacca aperta è disponibile con due diversi livelli di convessità ed è progettata per aiutare in caso di stomia difficile da gestire. Uno speciale guscio di forma ovale applica una pressione sulla cute peristomale per ridurre il rischio di perdita, consentendo allo stoma di sporgere fuori dalla pelle.

Convex Light:

Una soluzione per stomi a filo o leggermente arretrati, che offre una protezione supplementare grazie ad una pressione leggera e delicata sull'addome.

Convex:

Una soluzione per stomi retratti, pieghe profonde della pelle e cicatrici, che fornisce una protezione supplementare grazie ad una pressione da moderata ad alta sull'addome.

È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Obiettivo Salute S.n.c.

Viale Duca degli Abruzzi 121

Brescia

P.IVA 03219400987

 **Acquista subito**
