



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Coloplast Cod. 19001 - Sensura® Drainable - Sacca Ad 1 Pezzo - Capacità 360 MI - Quantità 5 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-19001

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 89.7€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	19001
Nome prodotto:	SenSura Drainable sacca 1 pezzo
Durata di conservazione (anni):	1
Pezzi / confezione:	5
Pezzi / cartone:	60
Conf/cartone:	12
PARAF:	930880493
EAN:	5708932469555
Capacità:	360 ml
Sterile:	yes

DESCRIZIONE:

Nel periodo post-operatorio, può essere importante riuscire a ispezionare lo stoma senza rimuovere il dispositivo, così

come può essere importante poter collegare la sacca per stomia ad una sacca da notte.

Discrezione ottimale dal primo giorno

SenSura monopezzo aperto unisce l'adesivo a doppio strato SenSura ad una gamma con diverse caratteristiche, offrendo la discrezione di una sacca standard ed assicurando un passaggio graduale ad una gestione in autonomia:

- Rubinetto morbido – svuotamento efficace attraverso un morbido rubinetto, facilmente collegabile a diverse sacche da notte.
- Facile controllo dello stoma attraverso la finestra di ispezione.
- Disponibile in versione sterile e non sterile, con o senza filtro.

SenSura adesivo a doppio strato, per la sicurezza e la protezione della pelle

L'esclusivo adesivo SenSura è costituito da due strati, progettato per fornire la sicurezza necessaria per vivere ogni giorno con fiducia:

- Strato protettivo – protegge la pelle dagli effluenti che fuoriescono dallo stoma
- Strato vicino alla pelle – mantiene la pelle sana, assorbendo l'umidità in eccesso

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

