



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 28912 - Speedicath® Flex - Flex Pocket - Misura Ch 12 - Quantità 30 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-28912


Marca: COLOPLAST

Prezzo: 126.3€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	28912
Nome prodotto:	SpeediCath® Flex Pocket
Pezzi / confezione:	30
Conf/cartone:	4
PARAF:	918508856
EAN:	5708932125123
ISO:	09.24.06.303
Misura:	CH12
Lunghezza tubo (cm):	44
Qta rimb. / mese:	120

VANTAGGI:




Igienico

Il morbido grip e la guida protettiva asciutta facilitano l'inserimento senza dover toccare il catetere.



Flessibile

La punta flessibile e il morbido catetere consentono un facile inserimento e un passaggio delicato attraverso l'uretra.



Riservato

Per saperne di più

Riservato

Dopo l'utilizzo, il grip e l'estremità preposta al drenaggio possono essere richiuse. Il catetere può quindi essere reinserito nella confezione richiudibile per uno smaltimento ordinato e igienico.

DESCRIZIONE:

SpeediCath® Flex è un catetere morbido con guida protettiva asciutta e punta flessibile. È corredato di una serie di caratteristiche che facilitano ogni passo del cateterismo ed è progettato per anatomie maschili normali e più complesse con piegature e sinuosità.

VIDEO:

TESTIMONIANZE:

 **Acquista subito**