



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 33280 - Comfeel® Plus - Contour - Dimensione Cm 6X8 - Quantità 5 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-33280

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 30.8€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	33280
Nome prodotto:	Comfeel® Plus Contour 6x8
Pezzi / confezione:	5
Conf/cartone:	8
PARAF:	971096577
EAN:	5708932019163
ISO:	09.21.12.009
Qta rimb. / mese:	10
Dimensioni (cm):	6x8

DESCRIZIONE:

Utilizzo

Comfeel Plus può essere utilizzato per il trattamento delle lesioni da scarsamente a moderatamente essudanti, tra cui le ulcere degli arti inferiori, le ulcere da pressione, le ustioni superficiali, le ustioni superficiali a spessore parziale, i siti di prelievo cutaneo, le lesioni post-operatorie e le abrasioni cutanee. La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni a seconda delle caratteristiche specifiche della lesione.

La medicazione idrocolloidale Comfeel Plus è una soluzione delicata, di comprovata efficacia nel proteggere e guarire le lesioni da scarsamente a moderatamente essudanti.

Da 30 anni la scelta sicura e affidabile

L'impiego della medicazione idrocolloidale Comfeel Plus è clinicamente documentato da 30 anni. Oggi la medicazione Comfeel Plus viene scelta in molti centri specializzati nel Wound Care come medicazione standard sicura e affidabile, grazie alla sua efficacia, alla sua versatilità e all'ampio spettro di soluzioni che offre.

Può essere utilizzato sia come medicazione primaria che secondaria

Comfeel Plus può essere utilizzato direttamente su lesioni da scarsamente a moderatamente essudanti, alla comparsa di una lesione o in fase finale di guarigione. Comfeel Plus può essere utilizzato anche come medicazione secondaria.

Disponibile in diversi formati per l'impiego in tutte le parti del corpo

La gamma di prodotti Comfeel Plus è disponibile nei normali formati quadrati nonché nelle varianti sagomate, per la zona sacrale e per alleviare la pressione, in modo da soddisfare tutte le esigenze.

Film esterno semipermeabile, protegge dai batteri esogeni esterni ed è impermeabile all'acqua

Il film semipermeabile esterno aumenta la traspirazione in base alla quantità di essudato, ma impedisce all'acqua e ai batteri di penetrare all'interno della lesione.

Modalità di azione

A contatto con l'essudato della lesione, la medicazione forma un gel viscoso che assorbe l'essudato senza aderire alla lesione, creando l'ambiente umido ideale per il processo di guarigione.

Composizione del prodotto

Comfeel Plus è composto da particelle assorbenti di sodio carbossimetilcellulosa (CMC) incapsulate in una massa elastica e adesiva. Alla medicazione è stato aggiunto alginato di calcio per aumentarne l'assorbimento. Lo strato superiore è in poliuretano semi-permeabile.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

