



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 46458 - Alterna® Mio Sacca Chiusa - Ricoperta In Tnt 50Mm (Maxi) - Capacità Maxi 500 Ml - Quantità 30 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-46458

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 50.2€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	46458
Nome prodotto:	Alterna Mio 2pz Sacca chiusa ricoperta in TNT 50mm (maxi)
Durata di conservazione (anni):	5
Pezzi / confezione:	30
Pezzi / cartone:	360
Conf/cartone:	12
PARAF:	902174693
EAN:	5701780720243
ISO:	09.18.05.009
Capacità:	maxi 500 ml
Flangia (mm):	50
Qta rimb. / mese:	60

DESCRIZIONE:

Alterna® Mio sacca chiusa a due pezzi dispone di un aggancio meccanico per una maggiore sicurezza

- La sacca è fissata saldamente alla placca adesiva mediante un sistema di aggancio meccanico. Un 'click' sonoro conferma il bloccaggio sicuro della sacca alla placca adesiva.
- Prima che la sacca sia chiusa, può essere ruotata nella posizione desiderata, senza doverla rimuovere dalla placca adesiva.
- È possibile rimuovere la sacca dalla placca adesiva a spirale, consentendo di sostituire la sacca più frequentemente della placca adesiva.

Alterna® Mio sacca chiusa a due pezzi è disponibile con placca adesiva standard trasparente, piatta o convessa. L'ampio assortimento è costituito da una gamma di placche adesive in formati pretagliati o ritagliabili per la massima personalizzazione, corredate di sacche in una varietà di formati disponibili nelle versioni trasparente e opaca.

Adesivo a spirale, per la sicurezza e la protezione della pelle

L'adesivo a spirale Alterna® è realizzato in una combinazione di materiali studiati per offrire sicurezza e protezione, e in una struttura a spirale per:

- Adesione sicura alla pelle
- Assorbimento dell'umidità dalla pelle – garantisce la protezione della pelle e protegge dalle irritazioni

Una sacca comoda e discreta

Alterna® sacca chiusa a due pezzi dispone di una gamma di caratteristiche progettate per offrire comfort e discrezione:

- Filtro efficiente – il filtro integrato a tre strati evita il rischio di rigonfiamento della sacca e la formazione di inutili sporgenze, neutralizzando gli odori.
- Supporto in tessuto morbido – forte e idrorepellente, facilita l'asciugatura dopo la doccia o una nuotata.
- Adesione perfetta alle forme corporee – la forma della sacca anatomica la rende discreta e comoda da indossare.

Convessità, per stomie difficili da gestire

Alterna® Mio sacca chiusa a due pezzi è disponibile con due diversi livelli di convessità ed è progettata specificamente per le stomie difficili da gestire (ad esempio, uno stoma a filo, retratto o situato in una piega cutanea). Applica una pressione sulla cute peristomale per ridurre il rischio di perdita, consentendo allo stoma di sporgere.

Convex Light:

Una soluzione per stomie a filo o leggermente retratte, che offre una protezione aggiuntiva grazie a una pressione leggera e delicata sull'addome.

Convesso:

Una soluzione per stomie retratte, pieghe profonde della pelle e cicatrici, che fornisce una protezione aggiuntiva grazie a una pressione da moderata ad alta sull'addome.

Per ricevere maggiori informazioni sulla convessità, consultate il vostro stomaterapista.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

