



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 5040 - Conveen Security+ Con Striscia Biadesiva Ipoallergenica - Misura 40 Mm - Quantità 30 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-5040

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 71.3€

51CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	5040
Nome prodotto:	Conveen® Security+ con striscia biadesiva ipoallergenica 40mm
Durata di conservazione (anni):	1
Pezzi / confezione:	30
Pezzi / cartone:	180
Conf/cartone:	6
PARAF:	905521338
EAN:	5708932333528
ISO:	09.24.09.003
Misura:	40 mm
Qta rimb. / mese:	30
Diametro interno in mm:	126

DESCRIZIONE:

Conveen Security+ è una guaina urinaria autoadesiva realizzata con materiale privo di lattice, che elimina il rischio di reazioni allergiche da lattice e di sviluppo di sensibilità al lattice.

Per sapere qual è la giusta taglia della guaina urinaria, misurare la circonferenza del pene con un metro morbido (quello da sarta è l'ideale) e verificare nella tabella seguente il diametro della guaina corrispondente:

Caratteristiche:

- Soffietto anti-attorcigliamento e anello di collegamento per la connessione sicura con una sacca per l'urina
- Applicatore e linguetta per un facile srotolamento e un'applicazione sicura
- Non è realizzato con lattice di gomma naturale

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

