



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 5215 - Guaine In Lattice Conveen® - Autoadesiva - Misura 40 Mm - Quantità 30 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-5215

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 66.61€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	5215
Nome prodotto:	Conveen® autoadesiva in lattice 40mm
Durata di conservazione (anni):	3
Pezzi / confezione:	30
Pezzi / cartone:	180
Conf/cartone:	6
PARAF:	900998117
EAN:	5701780589109
ISO:	09.24.09.003
Misura:	40 mm
Qta rimb. / mese:	30
Diametro interno in mm:	126

DESCRIZIONE:

Per sapere qual è la giusta taglia della guaina urinaria, misurare la circonferenza del pene con un metro morbido (quello da sarta è l'ideale) e verificare nella tabella seguente il diametro della guaina corrispondente:

Caratteristiche:

- Soffietto anti-attorcigliamento e scarico più largo per la connessione sicura ad una sacca per l'urina
- Applicatore e linguetta per un facile srotolamento e un'applicazione sicura
- Disponibile come guaina urinaria con striscia biadesiva separata per un'adesione su misura

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

