



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 5274 - Easicath® - Con Luer Lock Donna - Misura Ch 14 - Quantità 30 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-5274
Marca: COLOPLAST
Prezzo: 157.4€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	5274
Nome prodotto:	EasiCath con luer lock donna
Durata di conservazione (anni):	3
Pezzi / confezione:	30
Pezzi / cartone:	360
Conf/cartone:	12
PARAF:	900998547
EAN:	5701780569439
ISO:	09.24.06.011
Misura:	CH 14
Lunghezza tubo (cm):	20
Qta rimb. / mese:	120

DESCRIZIONE:

EasiCath® è un tradizionale catetere idrofilico rivestito per uso singolo. Tutto quello che dovete fare è aggiungere acqua e attendere 30 secondi, dopodiché 'sarà pronto per essere utilizzato. Il rivestimento idrofilico offre un minore attrito rispetto ai cateteri trattati e lubrificati con gel. I fori del catetere sono morbidi, arrotondati e lubrificati. Queste caratteristiche lo rendono un catetere delicato sulla mucosa uretrale e rendono la procedura di cateterismo più comoda e sicura.

I vantaggi del catetere EasiCath: Rivestimento idrofilico Fori rivestiti per un comfort e una sicurezza ottimali Sterile Monouso Minimo attrito, per un uso delicato e più sicuro Pronto per l'uso in 30 secondi

EasiCath è disponibile in molti formati differenti, per soddisfare le singole esigenze.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

