



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Coloplast Cod. 5386 - Easicath® - Per Uomo Tiemann - Misura Ch 16 - Quantità 30 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-5386

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 91.5€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	5386
Nome prodotto:	EasiCath uomo Tiemann
Durata di conservazione (anni):	3
Pezzi / confezione:	30
Pezzi / cartone:	360
Conf/cartone:	12
PARAF:	908443690
EAN:	5701780028479
ISO:	09.24.06.012
Misura:	CH 16
Lunghezza tubo (cm):	40
Qta rimb. / mese:	120

DESCRIZIONE:

EasiCath® è un tradizionale catetere idrofilico rivestito per uso singolo. Tutto quello che dovete fare è aggiungere acqua e attendere 30 secondi, dopodiché 'sarà pronto per essere utilizzato. Il rivestimento idrofilico offre un minore attrito rispetto ai cateteri trattati e lubrificati con gel. I fori del catetere sono morbidi, arrotondati e lubrificati. Queste caratteristiche lo rendono un catetere delicato sulla mucosa uretrale e rendono la procedura di cateterismo più comoda e sicura.

I vantaggi del catetere EasiCath: Rivestimento idrofilico Fori rivestiti per un comfort e una sicurezza ottimali Sterile Monouso Minimo attrito, per un uso delicato e più sicuro Pronto per l'uso in 30 secondi

EasiCath è disponibile in molti formati differenti, per soddisfare le singole esigenze.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

