



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Colposcopio a LED con videocamera AC-2311

Codice di riferimento: 29624

Marca: GIMA

Prezzo: 6032.9€

Caratteristiche del colposcopio AC-2311

AC-2311 è un sistema ottico a LED per colposcopia con videocamera integrata. Il dispositivo permette di riprodurre fedelmente le immagini in 3 dimensioni e assicura un'osservazione ad alta risoluzione, grande profondità di campo, la riduzione e la saturazione del colore dell'immagine e un ottimo contrasto. L'ottica apocromatica permette di correggere l'aberrazione cromatica di 3 tipi di luce colorata mentre i 3 livelli d'ingrandimento (3.75X 7.5X 15X) offrono una chiara visione d'insieme fino ai minimi particolari, ideale per esami e trattamenti precisi.

I 2 cerchi ottici forniscono una misurazione rapida delle dimensioni o dei tessuti e il filtro verde integrato aiutano a riconoscere i vasi sanguigni.

Grazie all'illuminatore coassiale a LED, il colposcopio fornisce una luce bianca di lunga durata (la lampadina dura oltre 10.000 ore/10 anni) simile alla luce del sole in modo da rivelare i colori veri. Ciò permette anche di risparmiare sulle lampadine e la carica elettrica.

La videocamera integrata offre la possibilità di trasferire le immagini direttamente verso un monitor o una tv, un computer con presa usb o stoccate su un hard disk.

Il colposcopio a LED è fornito completamente montato e pronto per l'uso.

Specifiche tecniche

- Ingrandimento totale: 3,75X, 7X, 15X
- Lunghezza focale: 300 mm
- Campo di visibilità: 79 mm, 39 mm, 19 mm ø

- Profondità di campo: 4.5 mm, 1.13 mm, 0.76 mm
 - Intensità luminosa > 25000 LUX
 - Oculari regolabili singolarmente (16.7X)
 - Reostato per messa a fuoco di precisione
 - Filtro verde selezionabile dall'utente per un contrasto migliorato
 - Lampadina a LED facilmente sostituibile
 - Altezza di lavoro: 950 mm a 1250 mm
 - Maniglie di regolazione fine fuoco
 - 2 maniglie di regolazione dell'altezza (grosso/fine)
 - Alimentazione: 100-230
-

Marca e modello

GIMA codice 29624

Contenuto della confezione

Un colposcopio a LED con videocamera

