



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Colposcopio Gima Colpy

Codice di riferimento: 29600

Marca: GIMA

Prezzo: 2989€

CARATTERISTICHE:

Il colposcopio Gima Colpy assicura una diagnosi accurata e sicura grazie all'alta qualità ottica delle sue lenti che restituiscono una visione nitida dei particolari senza affaticare la vista. Gli oculari a largo campo sono intercambiabili, funzione che facilita la copertura dell'intera gamma di ingrandimenti. La testa binoculare è inclinabile a 45° rispetto all'ergonomia dell'osservazione, mentre l'illuminazione a Led permette una visione reale dei colori del tessuto epiteliale. Compatto, pratico e silenzioso, design studiato e consumi contenuti al 10% rispetto ai comuni colposcopi.

- Ingrandimento 8.2X e campo di visione 35 mm. con oculari 10X di serie
- Ingrandimento 12.3X e campo di visione 24 mm. con oculari 15X opzionali
- Illuminazione a luce bianca Led equivalente a 20W con durata minima 30000 ore
- Regolazione bilaterale del fuoco fine con escursione 36 mm.
- Distanza di lavoro 280 mm
- Filtro verde a slitta
- Possibilità di applicare una telecamera su un oculare
- Altezza di visione da 73 a 104 cm
- Diametro base 41 cm
- Alimentazione 100-240 VAC +/- 10% 50/60 Hz
- Classe I tipo B, conforme a IEC-601-1, 93/42 CEE
- Garanzia 24 mesi

APPLICAZIONI:

Esame colposcopico

MARCA E MODELLO:

Gima Colpy 29600

DIMENSIONI E PESO:

5.2 Kg, diametro base 41 cm, altezza di visione da 73 a 104 cm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un colposcopio Gima Colpy -

