



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Comoda 4 In 1 Pieghevole In Alluminio

Codice di riferimento: RA-211007

Marca: INTERMED

Prezzo: 110€

CARATTERISTICHE:

Comoda 4 in 1 con struttura pieghevole in alluminio:

poggia-braccia imbottiti in poliuretano morbido;
sette livelli di regolazione in altezza;
seduta con foro con copri-seduta in polietilene;
secchio estraibile con coperchio in polietilene;
puntali in gomma.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Seduta 42 x 38 cm Larghezza 50 cm Dimensioni foro 24 x 20 cm Altezza seduta da 43 a 58 cm Peso 5 kg Portata 120 kg

MARCA E MODELLO:

INTERMED RA-211007

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**