



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Comodino ospedaliero con cassetto

Codice di riferimento: 27669

Marca: GIMA

Prezzo: 277.8€

Caratteristiche del comodino ospedaliero

Il comodino ospedaliero proposto nel nostro sito è progettato per garantire la massima praticità per i pazienti ospedalieri. È composto di una robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche, un cassetto frontale in ABS termoformato antimacchia e un ripiano inferiore porta oggetti. Il piano superiore è dotato di bordi per il contenimento di liquidi versati durante le operazioni di pulizia o involontariamente. Il comodo piano inferiore consente di riporre tutti gli oggetti che potrebbero servire durante il giorno come bottiglie, asciugamani e ciabatte.

Specifiche tecniche

- Dimensioni: 42 x 40 x h83 cm
- Spessore cassetto: 10 mm
- Telaio: 0.8 mm

Marca e modello

GIMA codice 27669

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**