



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Comodino da ospedale

Codice di riferimento: 27670

Marca: GIMA

Prezzo: 645.4€

Caratteristiche del comodino da ospedale

Complemento d'arredo sanitario facile da abbinare e perfetto per essere tenuto al lato del letto e usato come comodino o come normale mobiletto in un qualsiasi ambiente.

Questo comodino è realizzato in melaminico nobilitato ad alta densità e dispone di una solida struttura in lamina di acciaio lucidato rifinito in vetro epossidico a 200°, ha una grande resistenza nel tempo e ha un design sobrio e moderno.

Il comodino sanitario Gima ha un cassetto, uno sportello richiudibile che dà accesso al vano interno, suddiviso in due da un ripiano rimovibile per meglio organizzare lo spazio. Il mobiletto sanitario è dotato di maniglie anti-trauma e dispone di un ampio piano di appoggio.

Per una migliore igienizzazione dell'ambiente in cui viene riposto, il comodino poggia su 4 piedini rialzati che consentono sia di spostarlo facilmente che di pulire in modo agile al di sotto del mobile.

Specifiche tecniche

- Dimensioni: 45 x 38 x 76 cm
- Materiale: melaminico nobilitato ad alta densità e lamina di acciaio

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)



Acquista subito