



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

COMPRESSA GARZA TNT - 4 strati - 7.5 x 7.5 cm

Codice di riferimento: 35011

Marca: GIMA

Prezzo: 13.7€

CARATTERISTICHE:

Compresses garza puro cotone, 20 fili, filato 40/40 piegato e orlato, non sterile, confezionati in pacchetti da 100 pz.
Tamponi tessuto non tessuto, 30% poliestere, 70% viscosa 30g/ m2 piegato e orlato, non sterile. • Tessuto non tessuto •
7.5 x 7.5 cm • 12 fili • 4 strati • Scatole da 10 conf. da 100 pz. • Minimo vendita: conf. da 1000. pz.

MARCA E MODELLO:

GIMA 35011

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1000 pz. (10 conf. da 100

 **Acquista subito**