



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Compressore Domus 1 Con Regolazione

Codice di riferimento: LAR262

Marca: LOGIKO

Prezzo: 118.1€

CARATTERISTICHE:

Con filtro aria, fusibili interni e ganci per appendere il compressore al letto

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Specifiche tecniche del compressore

- Alimentazione: **230V / 50Hz**
- Pressione erogata: **30-80mmHg (2psi)**
- Cavo alimentazione: **1,85m**
- Uscita d'aria: **> 4 LPM**
- Tempo di un ciclo: **9,6m**
- Dimensioni: **L:250 x P:125 x H:85 mm**
- Peso: **1,4 kg**

MARCA E MODELLO:

Logiko - Codice Articolo LAR262

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**