



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Compressore silenzioso per sistema antidecubito

Codice di riferimento: 28565

Marca: GIMA

Prezzo: 42.7€

Caratteristiche del compressore silenzioso per sistema antidecubito

Dispositivo per il gonfiaggio di materassi antidecubito a bolle o a pressione alternata (codice prodotto 28513).

Questo compressore antidecubito si caratterizza per una bassa rumorosità che ne fanno un compressore silenzioso che riduce lo stress della lunga degenza ospedaliera o domestica.

La pressione dell'aria è facilmente regolabile tramite una manovella di semplice utilizzo posizionata sul pannello frontale del compressore.

Versatile e compatto, il compressore Gima può essere alloggiato su qualsiasi letto ospedaliero grazie alla presenza di due ganci che consentono di agganciarlo al telaio del letto.

Specifiche tecniche

- Dimensioni: 25 x 13 x 9,5 cm
- Uscita aria: 4-6 litri al minuto
- Voltaggio: 110-240V, 50-60 Hz
- Durata ciclo: 6 minuti
- Pressione di servizio: 50-105 mmHg
- Scatola di plastica: Taiwan chimei ABS
- TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2
- Colore: grigio e nero

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Compressore per sistema antidecubito con regolatore di pressione Rint Plus](#)

