



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Compressore Procure Bariatrico Con Regolazione Della Pressione

Codice di riferimento: LAR295

Marca: LOGIKO

Prezzo: 2306.5€

CARATTERISTICHE:

Compressore procure bariatrico con regolazione della pressione

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Specifiche tecniche del compressore

- Alimentazione: **220-240V / 50Hz**
- Pressione erogata: **15-40mmHg**
- Cavo alimentazione: **4,9m**
- Uscita d'aria: **> 8LPM**
- Tempo di un ciclo: **10-15-20-25minuti selezionabile**
- Fusibile: **T1AL 250V**
- Dimensioni: **290 mm 200 mm 117h mm**
- Peso: **2,2 kg**

MARCA E MODELLO:

Logiko - Codice Articolo LAR295

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

