



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## CONCENTRATORE DI OSSIGENO - 3 litri

**Codice di riferimento:** 34604

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 1108.4€

### CARATTERISTICHE:

Concentratore di ossigeno da 3 litri.

Elegante design affusolato che ha vinto il premio Red Star Award.

Silenziosità ottenuta utilizzando delle avanzate tecniche di respirazione e un design compatto.

Ampio schermo LCD più leggibile.

Tempo di dosaggio cumulativo e funzione di spegnimento programmabile.

Sistema di autorilevamento guasti.

Quattro funzioni di allarme:

- allarme interruzione corrente
- allarme bassa concentrazione di ossigeno
- allarme malfunzionamento ciclo pressione
- allarme malfunzionamento compressore

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Campo di flusso: 0.5 ~ 3l/min
- Concentrazione di ossigeno: 93% ± 3%
- Pressione di uscita: 20 ~ 50 kpa
- Rumorosità di funzionamento: = 50 dB (A)
- Potenza in ingresso: 320VA
- Peso netto/lordo: 25/27kg

- Dimensioni imballo: 62x37xh 71 cm
- Tensione di esercizio: 230 V - 50 hz (110 V - 60 hz su richiesta)

**MARCA E MODELLO:** \_\_\_\_\_

Gima - Codice 34604

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Pezzo

