



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

CONCENTRATORE DI OSSIGENO DELUXE - 3 litri

Codice di riferimento: 34616

Marca: GIMA

Prezzo: 1753.8€

CARATTERISTICHE:

Concentratore di ossigeno Deluxe da 3 litri.

Concentratore di ossigeno top di gamma con un design innovativo e caratteristiche superiori:

- schermo LCD retroilluminato con luminosità regolabile
- pulsossimetro per il monitoraggio SpO2 in tempo reale incorporato
- pompa senza olio: il motore del concentratore utilizza un compressore con tecnologia tedesca che garantisce 30.000 ore di servizio e 5 anni di garanzia
- aspiratore in posizione elevata, aria più pulita
- funzione di controllo remoto
- 4 tipologie di allarme (allarme bassa concentrazione di ossigeno, allarme interruzione corrente, allarme malfunzionamento ciclo pressione, allarme malfunzionamento compressore) rilevamento automatico dei guasti
- 4 protezioni di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Campo di flusso: 0.5 ~ 3 l/min
- Concentrazione di ossigeno: 93% $\pm$ 3 %
- Rumorosità di funzionamento: = 46 dB(A)
- Pressione in uscita: 20 ~ 50 kpa
- Potenza in ingresso: 320VA
- Dimensioni del prodotto: 50x21xh 64 cm
- Dimensioni dell'imballo: 56x32xh 71.5 cm

- Tensione di esercizio: 230 V - 50 hz (110 V - 60 hz a richiesta)

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 34616

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

