



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

CONNETTORE MULTI-INIEZIONE - circolare - 5 canali

Codice di riferimento: 23703

Marca: GIMA

Prezzo: 129.1€

CARATTERISTICHE:

CONNETTORI MULTINIETTORI MESO-RELLE - STERILI

- Tipo: circolare
- Connettori: 5
- Taper: Luer
- Confezione da 50 pezzi
- Sterile

I connettori multiniettori monouso per mesoterapia Meso-relle sono sterilizzati con ossido di etilene.

Confezionati in blister singoli e trasparenti, sono privi di colore in modo da consentire una visualizzazione completa del contenuto e resistono perfettamente ad elevati livelli di pressione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 23703

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una Confezione da 50 Pezzi

