



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

CONTAINER CON VALVOLA medio h200 mm - grigio

Codice di riferimento: 37203

Marca: GIMA

Prezzo: 378.2€

CARATTERISTICHE:

Container "BARRIER SYSTEM" con una valvola e fondo non perforato.

Il "Barrier System" è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore.

- Modello medio: 465 x 280 mm
- Altezza: 200 mm
- Fondo non perforato
- Sistema "BARRIER SYSTEM" con una valvola
- Colore coperchio: grigio

Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2.2 bar.

NON VENDIBILE IN GERMANIA.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 37203

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

