



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

CONTAINER STANDARD 285 x 280 x h 100 mm - 1 filtro - n.p. - rosso

Codice di riferimento: 37010

Marca: GIMA

Prezzo: 245.5€

CARATTERISTICHE:

- Fondo non forato - 1 filtro - Altezza: 100 mm - Rosso **NON VENDIBILE IN: GERMANIA**

MARCA E MODELLO:

GIMA 37010

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**