



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **CONTAINER STANDARD 285 x 280 x h 135 mm - 2 filtri - perf. - blu**

**Codice di riferimento:** 37031

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 291.8€

### **CARATTERISTICHE:**

- Il fondo forato permette un processo di sterilizzazione molto più rapido (metà tempo rispetto ai non perforati) - 2 filtri - Altezza: 135 mm - Blue **NON VENDIBILE IN: GERMANIA**

### **MARCA E MODELLO:**

GIMA 37031

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pz.

 **Acquista subito**