



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **CONTAINER STANDARD 285 x 280 x h 200 mm - 2 filtri - perf. - blu**

**Codice di riferimento:** 37033

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 343.7€

### **CARATTERISTICHE:**

- Il fondo forato permette un processo di sterilizzazione molto più rapido (metà tempo rispetto ai non perforati) - 2 filtri - Altezza: 200 mm - Blue **NON VENDIBILE IN: GERMANIA**

### **MARCA E MODELLO:**

GIMA 37033

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pz.

 **Acquista subito**