



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

CONTAINER STANDARD 285 x 280 x h 200 mm - 2 valvole - perf. - blu

Codice di riferimento: 37183

Marca: GIMA

Prezzo: 385.52€

CARATTERISTICHE:

- Il fondo forato permette un processo di sterilizzazione molto più rapido (metà tempo rispetto ai non perforati). Questo sistema è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei container, evitando la sostituzione del filtro. - La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore. - 2 valvole - Altezza: 200 mm - Blue **NON VENDIBILE IN: GERMANIA**

MARCA E MODELLO:

GIMA 37183

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**