



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

CONTAINER STANDARD 465 x 280 x h 100 mm - 1 valvola - n.p. - ROSSO

Codice di riferimento: 37210

Marca: GIMA

Prezzo: 317.2€

CARATTERISTICHE:

- Fondo non forato. Questo sistema è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei container, evitando la sostituzione del filtro. - La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore. - Altezza: 100 mm - Rosso **NON VENDIBILE IN: GERMANIA**

MARCA E MODELLO:

GIMA 37210

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**