



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

CONTAINER STANDARD 465 x 280 x h 135 mm - 1 valvola - n.p. - grigio

Codice di riferimento: 37201

Marcia: GIMA

Prezzo: 385.8€

CARATTERISTICHE:

- Fondo non forato. Questo sistema è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei container, evitando la sostituzione del filtro. - La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore. - Altezza: 135 mm - Grigio **NON VENDIBILE IN: GERMANIA**

MARCA E MODELLO:

GIMA 37201

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**