



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

CONTAINER STANDARD 465 x 280 x h 135 mm - 2 filtri - perf. - blu

Codice di riferimento: 37081

Marca: GIMA

Prezzo: 309.88€

CARATTERISTICHE:

- Il fondo forato permette un processo di sterilizzazione molto più rapido (metà tempo rispetto ai non perforati) - 2 filtri - Altezza: 135 mm - Blue **NON VENDIBILE IN: GERMANIA**

MARCA E MODELLO:

GIMA 37081

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**