



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

CONTAINER STANDARD 580 x 280 x h 100 mm - 2 filtri - n.p. - rosso

Codice di riferimento: 37110

Marca: GIMA

Prezzo: 322.7€

CARATTERISTICHE:

- Fondo non forato - 2 filtri - Altezza: 100 mm - Rosso **NON VENDIBILE IN: GERMANIA**

MARCA E MODELLO:

GIMA 37110

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**